

PASTERNAK

Workshop Jewelry

כיצד מודדים גודל טבעת כאשר הטבעת זמינה

1. בחר/י טבעת המתאימה במידתה לאצבע המיועדת למדידה*
2. הנח/י את הטבעת על העיגולים הבאים עד למציאת עיגול הזהה בגודלו לגודל הטבעת
3. יש לוודא שמודדים את ההיקף של הטבעת מצידה הפנימי ולא החיצוני
4. בתוך העיגול הזהה לטבעת נמצאת המידה של האצבע



* האצבע עליה נהוג לענוד טבעת אירוסין הינה האצבע שבין הקטנה לאמצעית (קמיצה)

מה קורה אם המידה לא נכונה?

אל תדאג/י, במקרה כזה ניתן להגדיל או להקטין את המידה. כל שעליך לעשות הוא לשלוח אלינו את הטבעת עם המידה הנכונה של האצבע ובצרוף את המידה המדוייקת.

מידה ישראלית	מידה אמריקאית	הקף מילימטרים	קוטר מילימטרים
	0	36.5	11.6
	1	39.1	12.4
41	2	41.6	13.3
44	3	44.2	14.1
46	4	46.7	14.9
49	5	49.3	15.7
52	6	51.8	16.5
54	7	54.4	17.3
57	8	56.9	18.1
59	9	59.5	18.9
62	10	62.1	19.8
65	11	64.6	20.6
67	12	67.2	21.4
70	13	69.7	22.2
72	14	72.3	23.0
	15	74.8	23.8
	16	77.4	24.6

PASTERNAK

Workshop Jewelry

שיטה נוספת למדידה

על מנת למדוד את מידת הטבעת הרצויה, אפשר לקחת חוט תפירה ולמדוד את היקף האצבע. מומלץ למדוד את היקף האצבע כאשר היא לא קרה ולא חמה מהרגיל. יש למתוח את החוט ולמדוד את אורכו במילימטרים.

קוטר מילימטרים	הקף מילימטרים	מידה אמריקאית	מידה ישראלית
11.6	36.5	0	
12.4	39.1	1	
13.3	41.6	2	41
14.1	44.2	3	44
14.9	46.7	4	46
15.7	49.3	5	49
16.5	51.8	6	52
17.3	54.4	7	54
18.1	56.9	8	57
18.9	59.5	9	59
19.8	62.1	10	62
20.6	64.6	11	65
21.4	67.2	12	67
22.2	69.7	13	70
23.0	72.3	14	72
23.8	74.8	15	
24.6	77.4	16	